


アクリ  
ACRI

> for Cardiovascular



## 切れ味と強度を兼ねそなえた血管用針

これまで加工が難しいとされてきた高強度素材と当社の独自加工により

鋭利な切れ味が幾重もの連続縫合を行っても持続する耐久性を実現しました。

冠動脈バイパス術における parachute 縫合や閉塞性動脈硬化症におけるバイパス手術など

ACRI の切れ味と耐久性で連続縫合の際の術者のストレスを軽減します。

アスフレックス  
**ASFLEX**

型番	針サイズ	針形状	針弯曲	糸太	糸長	色	入数	用途
APBG5D8	 PBG-6mm 両端	丸針	弱弯	8-0	45 cm	青	1本 × 30袋	冠動脈
APBG6F8	 PBG-6.5mm 両端	丸針	弱弯	8-0	45 cm	青	1本 × 30袋	冠動脈
APBG5G7	 PBG-8mm 両端	丸針	弱弯	7-0	45 cm	青	1本 × 30袋	冠動脈
APBG5H7					60 cm	青	1本 × 30袋	冠動脈
APBG5L7	 PBG-9mm 両端	丸針	弱弯	7-0	60 cm	青	1本 × 30袋	冠動脈
APBG616	 PBG-13mm 両端	丸針	弱弯	6-0	75 cm	青	1本 × 30袋	末梢血管

承認番号：21300 BZZ 00389000 / 販売名：PVDF 縫合糸 - K

C005-02 製造販売元 株式会社河野製作所



<https://www.konoseisakusho.jp>

河野製作所

検索

お問合せ先 株式会社 クラウンジュン・コウノ

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2

TEL 03-5577-7015 FAX 03-5577-7019



お問い合わせフォーム