

<https://www.konoseisakusho.jp/>



## 株式会社 河野製作所

医療機器製造販売業 許可番号 12B1X00005

本社 /  
〒272-0832 千葉県市川市曾谷2-11-10  
TEL : 047-372-3281 FAX : 047-373-4515

注文先

## 株式会社 CJKメディカルラボ

本社 /  
〒300-2743 茨城県常総市岡田字館出し548-6  
FAX : 050-3397-3881

お問い合わせ

## 株式会社 クラウンジュン・コウノ

本社 /  
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地 10F  
TEL : 03-5577-7015 FAX : 03-5577-7019

※ご使用に関しては、必ず添付文書をお読み下さい。

※予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

※ISO 13485 認証範囲: 本社工場 / つくば工場

eterno<sup>®</sup>  
シラクス  
Cirrax



# eterno<sup>®</sup> Cirrax<sup>シラクス</sup>

## MVD専用PTFE製ステープルファイバー

脳神経減圧術(MVD)用に医療機器として認可された新製品です。

脳神経減圧術(MVD)において、  
従来の手術では専用の製品がありませんでした。  
「MVD用に医療機器として認められた製品を使用したい」  
「一人ひとりの患者様に合わせた形状をつくりたい」  
そのような声に応えるため、シラクスを開発しました。

## eterno<sup>®</sup>とは

独自のPTFE加工技術を用いて作られた製品の総称。  
「永遠」「不変」などの意味を持っております。

### 不活性

PTFEは溶出・劣化が少なく、また組織反応が小さいため生体適合性に優れております。

### 柔軟性

PTFEの糸は柔らかく、クッションの役割を担います。

## eterno<sup>®</sup>を使用した製品例

### ■ Feltect/Feltina

心臓血管外科の手術において使用されるフェルトです。


### ■ ORIHIME<sup>®</sup>

産婦人科等の骨盤臓器脱の治療において使用されているメッシュです。

## 高い強度を持つ ステープルファイバー

高い抗張力により、長期にわたる組織の支持に適しております。

フェルトからの成形品と同程度の強度をより少ない分量で作ることができます。



## 自由自在に加工が可能

綿状のため、一人ひとりの患者様に合わせた形状をつくる  
ことが可能です。

加工も簡単のため、手術準備の効率化も期待ができます。



販売名：脳神経減圧術用補綴材 承認番号：30300BZX00008000