

<https://www.konoseisakusho.jp/>



株式会社 河野製作所

医療機器製造販売業 許可番号 12B1X00005

本社/
〒272-0832 千葉県市川市曾谷2-11-10
TEL : 047-372-3281 FAX : 047-373-4515

注文先

株式会社 CJK メディカルラボ

本社/
〒300-2743 茨城県常総市岡田字館出し548-6
FAX : 050-3397-3881

お問い合わせ

株式会社 クラウンジュン・コウノ

本社/
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地 10F
TEL : 03-5577-7015 FAX : 03-5577-7019


※ご使用に関しては、必ず添付文書をお読み下さい。
※予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
※ISO 13485 認証範囲：本社工場/つくば工場

eterno[®]
フェルテクト / フェルティナ
Feltect / Feltina



eterno[®] Feltect^{フェルテクト} / Feltina^{フェルティナ}

加工が難しいポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を使用したフェルト
PTFEは溶出・劣化が少なく、組織反応も少ないために生体適合性に優れています
独自の加工技術により同じ素材から異なる特性をもつフェルトの開発に成功しました



最小限に抑えた毛羽立ち

複数の検査工程を重ねることで
一枚一枚を丁寧に仕上げています

正確なカット

精密な自動カッティング技術により
サイズに応じた正確なカットを行っています

Feltect^{フェルテクト} 強度×高密度

- ◎ 1.0mm厚
- ◎ 特殊加工により薄さと強度を
両立させた高密度なフェルト



Feltect

Feltina^{フェルティナ} 伸展性×柔軟性

- ◎ 1.65mm厚 1.8mm厚
- ◎ 適度な伸展性を持ち
組織にフィットさせやすい
やわらかなフェルト



Feltina

豊富なラインナップ

用途に応じてサイズ・厚みの組み合わせが可能となります
予めサイズカットされておりますので、ご使用時にカットする手間が省けます

