

<https://www.konoseisakusho.jp/>



株式会社 河野製作所

医療機器製造販売業 許可番号 12B1X00005

本社/
〒272-0832 千葉県市川市曾谷2-11-10
TEL : 047-372-3281 FAX : 047-373-4515

受注センター/
〒272-0832 千葉県市川市曾谷2-11-10
TEL : 047-372-3238 FAX : 047-373-4555

つくば工場/
〒300-2743 茨城県常総市岡田字館出し548-6

株式会社 クラウンジュン・コウノ

本社/
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地 10F
TEL : 03-5577-7015 FAX : 03-5577-7019

大阪営業部/
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 5F
TEL : 06-6399-7840 FAX : 06-6399-7841

お問い合わせ

eterno[®]
ORIHIME[®]
PTFE Mesh




eterno[®] ORIHIME[®]

PTFE Mesh

クラウンジュンメッシュ

フィット感、強度にこだわった、日本製のメッシュ



PTFE製メッシュの特徴

不活性

PTFEは溶出・劣化が少なく、また組織反応が小さいため生体適合性に優れております。

柔軟性

PTFEの糸は柔らかく、メッシュ形状に織り加工を行うことでしっとりとした風合いを持ち、組織の形状に馴染みます。

強度


従来品に比べ高い抗張力を持っていることから、長期に渡る組織の支持に適しております。

網目の方向によって異なる糸の太さ



破断強度試験

【試験片サイズ】縦…30mm(幅)×200mm(長さ)
横…30mm(幅)×150mm(長さ)



オーダーメイド プレカット

ご手枝に対応した形状をオーダーメイドでプレカットを行い、ご納品させていただきます。

規格番号	製品名	サイズ	入数
1TM1520MZ	ORIHIME	150 × 200mm	1枚/箱
5TM1520MZ	ORIHIME	150 × 200mm	5枚/箱
1TM3030MZ	ORIHIME	300 × 300mm	1枚/箱
3TM3030MZ	ORIHIME	300 × 300mm	3枚/箱

販売名:クラウンジュンメッシュ 高度管理医療機器 クラスIII
特定保険医療材料機能区分: 099 組織代用人工繊維布 (2)ヘルニア修復・胸壁補強用①一般

承認番号: 20400BZZ00687000

eterno[®]

独自のPTFE加工技術を用いて作られた製品の総称。
「永遠」「不変」などの意味を持っております。

ORIHIME[®]

日本製の織物であるPOP手術用クラウンジュンメッシュの名称。
患者様のQOL向上への願いを込めております。