




CROWNJUN

Medical Micro Manufacturer

# アクリ ACRI

for Ophthalmology



## 確実に低侵襲な眼科針

「針の切れが悪く刺さらない針は結膜が裂けてしまう」「結膜が薄い方の縫合は傷つきやすい」

繊細な部位だからこそ技術にも針にもこだわりたい。そんな声にACRIで応えます。

結膜や強膜のような硬い部位に対しては、平型針でスッと思い通りの運針をサポートします。

傷つきやすい薄い結膜に対しては、丸針を使用することで低侵襲な縫合をアシストします。

# VSORB

ファイブ

★…細針

型番	針サイズ	針形状	針弯曲	糸太	糸長	色	入数	硝子体	緑内障	斜視	角膜移植	用途
VAXG01VES2★	AXG-5mm	平型	強弯	10-0	15 cm	紫	2本×12袋	●	●	●※		強膜・結膜縫合
VAXG01VE★							1本×12袋	●	●	●※		強膜・結膜縫合
VBXG00VS2	BVG-6mm	平型	弱弯	10-0	15 cm	紫	2本×12袋	●	●			強膜・結膜縫合
VBXG00VE★							1本×12袋	●	●			強膜・結膜縫合
VAXG00V	AXG-6mm	平型	強弯	10-0	15 cm	紫	1本×12袋	●	●			強膜・結膜縫合
VAXG509	AXG-5mm 両端	平型	強弯	9-0	30 cm	紫	1本×12袋	●				強膜・結膜縫合
VBXG009S2	BVG-6mm	平型	弱弯	9-0	15 cm	紫	2本×12袋	●				強膜・結膜縫合
VBXG148S2				8-0				●			強膜・結膜縫合	
VBXG508	BVG-7mm 両端	平型	弱弯	8-0	30 cm	紫	1本×12袋	●		●		強膜・結膜縫合
VPBG008S2	PBG-7mm	丸針	弱弯	8-0	15 cm	紫	2本×12袋			●		結膜縫合
VBXG037S2	BVG-6mm	平型	弱弯	7-0	15 cm	紫	2本×12袋	●		●		強膜・結膜縫合
VAXG017S2	AXG-6mm	平型	強弯	7-0	15 cm	紫	2本×12袋	●				強膜・結膜縫合
VPBG007S2EP★	PBG-7mm	丸針	弱弯	7-0	15 cm	紫	2本×12袋			●		結膜縫合
VSBXG506P	SBVG-8mm 両端	平型	弱々弯	6-0	30 cm	紫	1本×12袋			●		筋肉・胸膜縫合
VSBXG676P						白				●		筋肉・胸膜縫合
VSBXG515P★				紫					●		筋肉・胸膜縫合	
VSBXG505P				白					●		筋肉・胸膜縫合	

医療機器承認番号：20800 BZZ 00005000 / 販売名：PGA縫合糸-K

※ 小児眼科（白内障・緑内障用）

# NYLON

ナイロン

★…細針

型番	針サイズ	針形状	針弯曲	糸太	糸長	色	入数	硝子体	緑内障	斜視	角膜移植	用途
NAXG00VES2★	AXG-5mm	平型	強弯	10-0	15 cm	黒	2本×12袋	●	●	●※	●	強膜・結膜縫合
NBXG00VES2★	BVG-6mm	平型	弱弯	10-0	15 cm	黒	2本×12袋	●	●			強膜・結膜縫合
NBXG00VS2								●				強膜・結膜縫合
NPBG00V	PBG-6mm	丸型	弱弯	10-0	15 cm	黒	2本×12袋		●			結膜縫合
NBXG019S2	BVG-6mm	平型	弱弯	9-0	15 cm	黒	2本×12袋	●	●			強膜・結膜縫合
NAXG539	AXG-5mm 両端	平型	強弯	9-0	30 cm	黒	1本×12袋	●	●			強膜・結膜縫合

医療機器認証番号：229 AFBZX00015000 / 販売名：ナイロン縫合糸-KK

※ 小児眼科（白内障・緑内障用）

C007-03 製造販売元 株式会社 河野製作所



<https://www.konoseisakusho.jp>

河野製作所

検索

お問い合わせ先 株式会社 クラウンジュン・コウノ

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2

TEL 03-5577-7015

FAX 03-5577-7019



お問い合わせフォーム