


アスフレックスプラス ACRI × ASFLEX⁺

眼瞼下垂推奨規格特殊細針


細さと強度を兼ね備えた特殊細針「ACRI」。刺針性が良く、瞼板などの硬い組織の縫合に適しています。患者さんの痛みを軽減し、低侵襲な手術を実現します。



ACRI



高強度素材を独自加工。
高い強度と耐久性で
スムーズな運針を
サポートします。





刺通抵抗値
約51%軽減
※10回平均



アスフレックスプラス ASFLEX⁺

ASFLEXは、生体内での品質の劣化が少なく
組織反応が最小に抑えられる糸です。
さらに強度を高めたのがASFLEX+です。



型番	針サイズ	針形状	針弯曲	糸号数	糸長	色
APBGKID2Z	PBG-8 mm 片針	丸針	弱弯	6-0	30 cm	青
APBGKID3Z	PBG-9 mm 片針	丸針	弱弯	6-0	45 cm	青
APBGKID4Z	PBG-11 mm 片針	丸針	弱弯	6-0	45 cm	青
APBGKID5Z	PBG-13 mm 片針	丸針	弱弯	6-0	45 cm	青
APBGKID6Z	PBG-9 mm 片針	丸針	弱弯	7-0	45 cm	青
APBGKID7Z	PBG-11 mm 片針	丸針	弱弯	7-0	45 cm	青

承認番号：21300BZZ00389000 / 販売名：PVDF 縫合糸-K 製造販売元 株式会社 河野製作所

J043-01



<https://www.konoseisakusho.jp>

河野製作所

検索

お問い合わせ先 株式会社 クラウンジュン・コウノ

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2

TEL 03-5577-7015 FAX 03-5577-7019



お問い合わせフォーム

<https://konoseisakusho.jp/contact/>