


クラウンジュン・パッチ

使用用途：中心循環系心血管用パッチ

ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) の樹脂を糸状にしたものを、特殊な加工により編み込んだ製品になります。PTFE を採用していることで、生体適合性に優れ、独自の加工により形状安定性が良く、しなやかで操作性に優れています。



フォルタ・ピクノ
Forta Pyknó[®]
 KnitPatch[®]



中心循環系心血管用パッチ



型番	形状	規格	厚み	入数
FP4035	円形	40mm	0.35mm	1 枚 / 箱
FP4535	円形	45mm		
FP4535A	楕円形	45 × 38mm		

KnitPatch (帯)



型番	規格	厚み	入数
KN 0835	8 × 150mm	0.35mm	1 本 × 10 袋 / 箱
KN 1035	10 × 150mm		
KN 1235	12 × 150mm		
KN 1535	15 × 150mm		
KN 2035	20 × 150mm		

承認番号：16200BZZ00265000 販売名：クラウンジュンパッチ 管理：高度管理医療機器
 特定保険医療材料機能区分：099 組織代用人工繊維布 (1) 心血管系用 ④心血管修復パッチ小児用

C025-02 製造元 株式会社 河野製作所

