

ASFLEX LEVEL FREE NEEDLE


ポリビニリデンフルオライド 合成非吸収性縫合糸

承認番号：21300BZZ00389000



販売名：PVDF縫合糸-K

糸の太さは変えず、より糸の太みに近い針を結合。
段差が小さくフラットなかしめ部を実現しました。

■ 段差比較データ




糸径に対する針径の割合





■ 液体漏れ検証データ

5-0 小児用



4-0 成人用



漏れ実験方法

樹脂シート (厚さ 0.3 mm) に針を貫通させ、糸を通した状態のものを用意。上記シートで液体の入った試験管に蓋をして一定圧力をかけ、一定時間当たりに漏れた液量を測定。

レベルフリー LEVEL FREE NEEDLE

針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.						
				7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
PLF 弱弯 3/8 Circle										
PLF-8mm  両端	1本×30袋	青	60cm		APLF716					
PLF-9mm  両端	4本×10袋	青	60cm		APLF875S					
PLF-11mm  両端	1本×30袋	青	75cm		APLF526					
	4本×10袋	青	75cm		APLF526S	APLF705S				
PLF-13mm  両端	1本×30袋	青	45cm		APLF505					
			60cm		APLF525					
			75cm		APLF504					
	4本×10袋	青	75cm		APLF515S					
RLF 強弯 1/2 Circle										
RLF-9mm  両端	1本×30袋	青	75cm		ARLF506					
RLF-17mm  両端	1本×30袋	青	90cm					ARLF503		
RLF-22mm  両端	4本×10袋	青	90cm				ARLF564S	ARLF533S		