


PULL-OUT WIRE SET プルアウトワイヤーセット

順天堂大学整形外科 山内裕雄先生御指導

□ 腱縫合用プルアウトワイヤーセット



ステンレスワイヤー サイズ size	S.W.Gゲージ	40	38	36	34	32
	mm	0.12	0.15	0.20	0.23	0.27
	USP	5-0	5-0	4-0	3-0	2-0
入数 quantity	10セット/箱	W000S	W008S	W006S	W004S	W002S

セット内容
①両端針 FL-40mm ステンレスワイヤー 30cm
②ループ AH-25mm ステンレスワイヤー 20cm
③クラウンジュンボタン 8mm
④クラウンジュンボタン 18mm

特定保険医療材料区分

075固定用金属線 (1)金属線 ①ワイヤー

□ クラウンジュンボタン



入数 quantity	サイズ size	
	小型	大型
	直径8mm	直径18mm
10個/箱	1BT08	3BT18